

Код	Наименование продукции	Сроки/ дни
Металлокерамика ivoclar d.SIGN		
100	Металлокерамическая коронка	5-8
101	Металлокерамическая коронка «Эстетик»	5-8
103	Плечевая или десневая масса за ед.	
104	МК на имплантант (включая фрезеровку)	5-8
105	МК на имплантант «Эстетик»	5-8
106	МК на имплантант винтовой фиксацией с оральной стороны (Bredent, Ankylos)	5-8
107	МК на имплантант винтовой фиксации	5-8
108	Цельнолитая коронка	4-6
109	Цельнолитая коронка на имплантант	4-6
Вкладки CoCr²		
201	Культевая вкладка простая или разборная²	3-5
202	Культевая вкладка, облицованная керамикой ²	5-8
203	Культевая вкладка с нанесением керамики	5-8
204	Культевая вкладка с цельнолитой коронковой частью	3-5
205	Культевой аттачмен, включая ответную часть ²	3-5
Безметалловые конструкции		
301	Коронка, винир (Empress)	5-7
302	Культевая вкладка Cosmo-Post, включая 1 циркониевый штифт ²	4-5
303	Дополнительный штифт, для вкладки Cosmo-Post	
304	Вкладка (inlay, onlay, overlay) (Empress) ²	4-5
305	Коронка, винир (IPS e.max Press)	4-5
306	Вкладка (inlay, onlay, overlay) (IPS e.max Press) ²	4-5
307	Индивидуальный абатмент напрессованный, IPS e.max Press (без стоимости абатмена)	4-5
CAD/CAM технологии		
401	Коронка (ZrO₂)	5-7
402	Мостовидный протез (ZrO ₂) за 1 ед.	5-7
403	Коронка на импланте (ZrO ₂)	5-7
404	Коронка с винтовой фиксацией (ZrO ₂)	5-7
405	Вкладка однокорневая (ZrO ₂) ²	4-5
406	Вкладка многокорневая (ZrO ₂) ²	4-5
407	Вкладка (inlay, onlay) из ZrO ₂	4-5
408	Индивидуальный абатмент PROCERA (ZrO₂, Ti)	10
409	Индивидуальный абатмент (CoCr, Ti)	7
410	МК фрезерованная (CAD/CAM) CoCr за ед.	10
411	МК на импланте фрезерованная (CAD/CAM) CoCr за ед.	10
412	Прикусной шаблон на жестком базисе (вр. абатменах) 1ч.	1-2
413	Временная коронка фрезерованная PMMA за ед.	3-5
414	Временная коронка фрезерованная на абатменте PMMA за ед.	5-6
415	Одиночный колпачок, мостовидный протез, винир ZrO ₂	3-4
416	На имплантате одиночный колпачок, мостовидный протез ZrO ₂	3-4
417	Одиночный колпачок, мостовидный протез, винир CoCr	3-4
418	На имплантате одиночный колпачок, мостовидный протез CoCr	3-4
Индивидуальная балка		
419	CoCr	индивидуально
420	ZrO ₂	индивидуально
421	Ti	индивидуально
422	Procera	индивидуально
Съемное протезирование, акрил³		
501	Полный съёмный протез (Meliodent)³	5-8
502	Полный съёмный протез на аттачменах (Meliodent) ³	5-8
503	Полный съёмный протез на имплантах (Meliodent) ³	5-8
504	Частич. съёмный протез (Meliodent)	5-8

505	Частич. съёмный протез на аттачменах(Meliodont)	5-8
506	Иммедиат - протез до 3-х зубов (Meliodont)	3-5
507	Перебазировка, уточнение базиса	2-3
508	Починка протеза, перелом базиса, добавка 1-го зуба или кламмера	2-3
509	Добавка второго и каждого последующего зуба или кламмера	
510	Армирование базиса	
511	Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантов	5-8
512	Хирургический шаблон для установки 2-5 имплантов	5-8
513	Хирургический шаблон для установки при полной адентии	5-8
514	Протез для разобщения(Meliodont)	5-8
916	Прикусной шаблон (восковые валики)1ч.	1-2
917	Прикусной шаблон на жесткой основе (восковые валики)1ч.	1-2
Съёмное протезирование, литьевое пресование⁵		
601	Частичный или полный с/п (нейлон - Perflex)	7-10
602	Иммедиат- протез до 3-х зубов (нейлон - Perflex)	7-10
603	Частич. с/п с мет. базисом (нейлон - Perflex)	10-12
604	Чистка акрилового и нейлонового протеза	1
605	Полный съёмный протез, The.r.mo.Rree (AcryFree)⁴	5-8
606	Частич. съёмный протез, The.r.mo.Rree (AcryFree)	5-8
607	Иммедиат – протез до 3-х зубов, The.r.mo.Rree (AcryFree)	3-5
608	Починка, перебазировка, уточнение базиса, The.r.mo.Rree (AcryFree)	5-8
609	Бюгельный протез с 2 кламмерами или аттачменами Bredent , T.S.M. Acetal Dental	5-7
610	Доп. кламмер или атачмен Bredent , T.S.M. Acetal Dental	
611	Микропротез, T.S.M. Acetal Dental	5-7
612	Временная коронка The.r.mo Bridge	3-4
613	Временная коронка The.r.mo Bridge с замком (аттачменом Bredent)	
614	Временная коронка на импланте, The.r.mo Bridge	3-4
Бюгельное протезирование		
701	Бюгельный протез с 2 кламмерами	5-7
702	Бюгельный протез, односторонний.	5-7
703	Доп. кламмер литой	
704	Шинирующий элемент (1звено)	
705	Бюгельный протез на аттачменах Bredent (2 замка, 2 фрезеровки)	10-12
706	Доп. фрезеровка коронки	
707	Доп. кнопочный аттачмен Bredent	
708	Доп.балочный аттачмен Bredent, клипса	
709	Односторонний бюгельный пр. на аттачмене(Bredent)	10
710	Односторонний бюгельный пр. с запирающим штифтом (Bredent)	10
711	Двухсторонний бюгельный пр. с запирающим штифтом (МК-1)	10-12
712	Условно съёмный протез на имплантх, балке	10-12
Временные коронки		
801	В/к пластмассовая	2-3
802	В/к пластмассовая «Эстетик» (исп. гарнитурные зубы)	2-3
803	В/к армированная литым сердечником	3-4
804	Блок силиконовый для временной коронки (за ед.)	2-3
805	В/к на импланте (исп. гарнитурные зубы)	2-3
806	В/к из композитного материала	2-3
807	В/к из композитного материала на импланте	2-3
808	Моделировка на воске «Эстетик»	2-3
Прочее		
901	Изготовление диагностической модели одной челюсти	1-2
902	Диагностические модели (разборные) в артикуляторе (за ед.)	
903	Изготовление демонстрационных моделей одной челюсти (с 20% скидкой от стоимости зубных протезов)	+5
904	Индивидуальная ложка	2-3
905	Замена матрицы (включая стоимость матрицы Bredent)	1-2
906	Фрезеровка 1 абатмента(CoCr)	
907	Фрезеровка 1 абатмента(ZrO2)	
908	Литое нёбо	6-8
909	Капа для отбеливания зубов (1челюсть)	3
910	Капа, при бруксизме (1челюсть)	3
911	Металл или пластмасса для аллергопроб (1 шт.)	1

912	Установка на МК и съемные протезы украшений: скайс, стразы или бриллиант (без стоимости самого украшения)	+1
913	Трансфер-чек (1абатмент)	1-2
914	Диагностическая моделировка WAX UP до 6 ед.	3-4
915	Диагностическая моделировка WAX UP до 16 ед.	3-4
918	Выезд зубного техника	
919	Вкладка простая или разборная (моделируемая врачом)	1

- ✓ ¹ **CoCr** (сплав Cehanem Classic - C.Hafner GmbH, Германия)
- ✓ ² При заказе работ без дальнейшего продолжения их стоимость увеличивается в полтора раза.
- ✓ ³ Индивидуальная ложка включена в стоимость.
- ✓ ⁴ В работах используются акриловые зубы IVOCLAR
- ✓ Считаются рабочие дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
- ✓ На конструкции протяженностью более 5 ед. сроки изготовления устанавливаются индивидуально.
- ✓ За срочность изготовления протезов устанавливается коэффициент 2, который предварительно оговаривается с администрацией лаборатории.
- ✓ Работа изготовленная в артикуляторе Protar, оценивается с коэффициентом

1,2.